

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА № 1070
учета нефинансовых активов

Учреждение Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств"
 Обособленное подразделение _____
 Структурное подразделение _____
 Главный администратор бюджетных средств (Учредитель) Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
 Наименование бюджета Бюджет субъекта Российской Федерации
 Наименование объекта (полное) Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН, зав. № 2679
 Назначение объекта стерилизации паром изд. и мат мед.назн., раств-в в стеклян.таре
 Вид объекта иное движимое
 (недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое, права пользования нематериальными активами)

Местонахождение объекта (адрес) АУП
 Ответственное лицо Дмитриева Ирина Александровна
 Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0509215
Дата открытия карточки	29.07.2013
Дата закрытия карточки по Сводному реестру	
Дата закрытия карточки по Сводному реестру	
Глава по БК по ОКТМО	816 40335000
Амортизационная группа	4
Аналитическая группа	30
Номер* Учетный номер по ОКЕИ	X000000071 383
Дата формирования карточки (по требованию)	28.08.2024

1. Сведения о принятии объекта к учету и о выбытии объекта

Инвентарный номер	Номер счета учета	Принятие объекта к учету					Выбытие объекта			
		дата принятия к учету	документ-основание			дата выбытия объекта	документ-основание			причина выбытия
			наименование	дата	номер		наименование	дата	номер	
2101341271	0902000000000244 у.2.101.34.310	29.07.2013								11

2. Сведения об объекте

Марка, модель, проект, тип, порода, паспорт, чертёж и т.п.	Номер (код) объекта (детали)			Дата выпуска, изготовления (иное)	Фактический срок эксплуатации на дату принятия к учету (в месяцах)	Дата ввода в эксплуатацию	Гарантийные обязательства				Документ, устанавливающий правообладание			Учетный номер объекта капитальных вложений
	реестровый	заводской	иной				документ-основание			срок действия	вид права	номер	дата	
							наименование	дата	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2679		01.04.2013		29.07.2013								

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта

Наименование объекта	Признаки, характеризующие объект				Содержание драгоценных материалов (металлов, камней)				
	признак изменения	наименование	значение		наименование		единица измерения		количество (масса)
					детали (объекта)	драгоценного материала	наименование	код по ОКЕИ	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН, зав. № 2679	0		01.04.2013 0:00:00						
	0		2679						
	0		СПВА-75-1-НН						
	0	Инд характ 01	Цветные металлы: Алюминий и алюминиевые сплавы 0,85кг Медь и медные сплавы 2,91кг 1.Объем стерилизационной камеры ,дм3 75 2. Полезное пространство стерилизационной камеры: диаметр, мм 400+-5 глубина, мм 605+-5 3. Загрузочная вместимость: количество стерилизационных модулей ,шт. 1 количество стерилиз коробок типа КСК-18, шт 3 4. Управление циклом стерилизации: автоматическое 5. Питающее напряжение 3-х фазного тока, В 308+-3						

Комитет по здравоохранению
 Правительства Санкт-Петербурга
 Санкт-Петербургское государственное
 бюджетное учреждение здравоохранения
 «Северо-Западный центр по контролю
 качества лекарственных средств»
 ИНН 7805063359 КПП 780501001
 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140
 тел./факс: (812) 376-97-89

Ответственный исполнитель
бухгалтерской службы

главный бухгалтер
(должность)



Ирина Дмитриева
(подпись)

Е. В. Кораблева
(расшифровка подписи)

8 (812) 415-23-16
(номер контактного телефона)

evk@nwccm.ru
(электронный адрес)

28.08.2024

*зав. 2649
ин. 1291341*



94 5120
(код продукции)

№ РОСС RU.АЯ74
Д11825 по 27.12.2013



автомат (в 4)

**СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СПВА-75-1-НН**

ПАСПОРТ

АУТД 942711.001-01 ПС

Действительно с №2333



11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стерилизатор паровой вертикальный автоматический
СПВА-75-1-НН АУТД.942711.001-01 зав. № 2679

соответствует ТУ 9451-001-25691749-95 и признан годным для эксплуатации.



Дата изготовления 04.2013

ОТК *А.П. Казаков* /Казаков А.П./

12. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Аппарат не консервируется. Поверхности аппарата обезжирены. Аппарат упакован совместно с комплектом ЗИП.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

13.1. Аппарат в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не выше 98% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

13.2. Аппарат в распакованном виде должен храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не выше 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

13.3. Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.
Транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.